



Ziekenhuis Oost-Limburg

Met een hart voor zorg

---

# Leeninstrumenten

In het ZOL

# Afspraken en werkwijze

---

- De procedure
- Brief naar de firma's
- Afwijking op de procedure
- Decontaminatieformulier
- Foto overzicht

# De procedure

---

- Doel:
  - ✓ Correcte sterilisatieprocedures en opvolging van de sets mogelijk maken.
  - ✓ Vermijden dat de sets te laat in het OK zijn.

# Procedure vóór sterilisatie

---

- 24 u vóór de ingreep in de CSA.
- Na controle OK en via de materiaalmeester.
- Met alle nodige documenten en stickers.

Afgegeven door Dhr HASSELAERS HANKE

op 13/11/06 om 15<sup>h</sup> ZINNEN  
LCCN

ENKELE AFWASSEN NA GEBRUIK 6 Dozen

Naet on t Pa 's morgens 7u OK s'jw Gene  
Lyn

Na gebruik dadelijk afwassen. Firma wacht hierop voor  
ingreep N.M. in Brussel.

14.11.'06 11u terug in CSA.  
13u terug naar Hante

LEENSET FIRMA : ZINNEN  
NAAM SET : LCCN  
Aantal dozen : 6. Doos : 116  
Specialiteit/zaal : 2.3  
OP-dat : 14/11  
Chirurg : OTB

LEENSET FIRMA : ZINNEN  
NAAM SET : LCCN  
Aantal dozen : 6. Doos : 116  
Specialiteit/zaal : 2.3  
OP-dat : 14/11  
Chirurg : OTB

LEENSET FIRMA : ZINNEN  
NAAM SET : LCCN  
Aantal dozen : 6. Doos : 116  
Specialiteit/zaal : 2.3  
OP-dat : 14/11  
Chirurg : OTB

# Stickers v/d materiaalmeester

---

**LEENSET FIRMA:.....**

**NAAM SET:.....**

**Aantal dozen: .....Doos:.....**

**Specialiteit/Zaal:.....**

**OP datum:.....**

**Chirurg:.....**

# Procedure na de ingreep

---

- Label met alleen reinigen:
  - ✓ Semi-dringende behandeling.
  - ✓ 5 Uren na de ingreep terug naar de materiaalmeester + decontaminverklaring.
- Label met alleen steriliseren:
  - ✓ De volgende stickers gebruiken.
  - ✓ Normaal proces in de CSA.

# Brief aan de firma's

---

- 24 Uur vóór de ingreep.
- Decontaminatieverklaring erbij.
- Niet meer dan 8,5 kg.
- Afmetingen volgens DIN norm.
- Nieuwe filters bij de containers.
- Via materiaalmeester.

# Afwijking op de procedure

---

- De dokter wil de set zonder correcte reiniging toch gaan gebruiken.
- Hij verklaart zich akkoord met deze afwijking.
- Ondertekend formulier naar de CSA alvorens de set wordt vrijgegeven.

# Decontaminatieformulier

---

- Zie kopie

# Transportkist van de Firma



# Materiaalmeester met de sets



Afgegeven door Dhr HASSELAERS HANCK

op 13/11/06 om 15<sup>h</sup>

ZIMMER  
LCCK

ENKELE AFWASSEN NA GEBRUIK

6 Dozen

Naet ON ± Pa 's morgens in OK stjuw bene  
zijn

Na gebruik dadelijk afwassen. Firma wacht hierop voor  
inquery N.M. in Brussel.

14-11-'06 11u terug in CSA.


13u terug naar Hanté

LEENSET FIRMA : ZIMMER...  
NAAM SET : LCCK...  
Aantal dozen : 6. Doos : 116.  
Specialiteit/zaal : 2.3...  
OP-dat : 14/11...  
Chirurg : OTB

LEENSET FIRMA : ZIMMER...  
NAAM SET : LCCK...  
Aantal dozen : 6. Doos : 116.  
Specialiteit/zaal : 2.3...  
OP-dat : 14/11...  
Chirurg : OTB

LEENSET FIRMA : ZIMMER...  
NAAM SET : LCCK...  
Aantal dozen : 6. Doos : 116.  
Specialiteit/zaal : 2.3...  
OP-dat : 14/11...  
Chirurg : OTB

# Labels aan de set




# Firmadoos in afwasmachine



# Verpakte sets 1van2 / 2van2





Dank voor jullie aandacht

